

## 抗Ppfia1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13136

商品番号: CM0013071



## 前書き

ウエスタンブロッティング(WB)およびELISA用のウサギ由来抗PPPIA1ポリクローナル抗体です。ヒト試料での検証済みであり、細胞接着およびシグナル伝達研究においてリプリン- $\alpha$ -1 (UniProt Q13136、136kDa) を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 詳細                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | PPPIA1 ウサギpAb                                            |
| 別名          | LIP1; LIP.1; LIPRIN; PPPIA1                              |
| 対象種         | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 8500                                                     |
| 免疫原         | ヒトPPPIA1 (NP_003617.1) のアミノ酸660～800番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| 用途          | WB、ELISA                                                 |
| 交差反応性       | ヒト                                                       |
| SWISS       | Q13136                                                   |
| タンパク質分子量    | 136kDa                                                   |
| 輸送方法        | 保冷剤同梱                                                    |