

Wb、Elisa用抗Ppfibp1ウサギポリクローナル抗体 - Q86W92

商品番号: CM0019425

前書き

ヒトPPFIBP1（リプリン-β-1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。細胞接着および神経疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPFIBP1ウサギpAb
備考／別名	L2; SGT2; hSGT2; hSgt2p; NEDSMBA; PPFIBP1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8496
遺伝子ID	8496
免疫原	ヒトPPFIBP1（NP_003613.3）の846～1005番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86W92
タンパク質分子量	114kDa
配送	保冷バッグ