


Wb・Elisa対応 抗Pphln1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ney8

商品番号: CM0024552



前書き

ヒトPPHLN1（ペリフィリン1、CR、HSPC206、HSP C232）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB およびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。HUSH複合体およびエピゲノムサイレンシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPHLN1 Rabbit pAb
備考・別名	CR, HSPC206, HSPC232, PPHLN1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51535
免疫原	ヒトPPHLN1（NP_958846.1）のアミノ酸195～255番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NEY8
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	保冷剤