

Wb、Elisa用抗Ppiaウサギポリクローナル抗体 - P62937

商品番号: CM0016656



前書き

ヒトPPIA（サイクロフィリンA）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質折りたたみ、炎症、アポトーシス、ウイルス感染機構の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIA Rabbit pAb
備考/別名	CYPA; CYPH; HEL-S-69p; PPIA
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	5478
GeneID	5478
免疫原	ヒトPPIA (NP_066953.1) のアミノ酸100-165番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62937
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	氷袋