

Wb、Elisa用 抗Ppic ウサギポリクローナル抗体 - P45877

商品番号: CM0027212



前書き

CamelBioのPPICウサギポリクローナル抗体は、ヒトシクロフィリンCに特異的で、ウェスタンブロットおよびELISA検出を可能にします。タンパク質の折り畳みとイソメラーゼ活性を研究する研究者向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIC ウサギ pAb
備考/別名	CYPC; PPIC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5480
遺伝子ID	5480
免疫原	ヒトPPICのアミノ酸23-212を含む組換え融合タンパク質 (NP_000934.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P45877
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ