

Anti-Ppie ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - Q9Unp9

商品番号: CM0026161



前書き

WB、IP、ELISAで検証済みの高品質なAnti-PPIE ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。プレmRNAスプライシングおよびプロリン異性化に参与するペプチジルプロリル シス-トランス イソメラーゼEです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIE Rabbit pAb
備考/別名	CYP33, CYP-33, PPIE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10450
GeneID	10450
免疫原	ヒトPPIE (NP_006103.1) のアミノ酸1-301に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNP9
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ