


WbおよびElisa用 Anti-Ppif (Cyclophilin D) ポリクローナル抗体 - P30405

商品番号: CM0027246



前書き

ヒトPPIF (Cyclophilin D)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)

およびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。ミトコンドリア透過性遷移孔およびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIF Rabbit pAb
備考/別名	CYP3, CypD, CyP-M, Cyp-D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10105
GeneID	10105
免疫原	ヒトPPIF (NP_005720.1) のアミノ酸30-207に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P30405
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷剤