


WbおよびElisa用 抗Ppif ウサギポリクローナル抗体 - P30405

商品番号: CM0030568



前書き

ヒトPPIF（シクロフィリンD）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。透過性遷移孔の調節およびアポトーシスに与するミトコンドリアマトリックスタンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPIF Rabbit pAb
備考/別名	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D; PPIF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10105
GeneID	10105
免疫原	ヒトPPIF (NP_005720.1) のアミノ酸100-207に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30405
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋