

Anti-Ppl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O60437

商品番号: CM0030154



前書き

ペリプラキン（PPL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みです。角化細胞の角化エンベロップおよびデスモソームの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPL Rabbit pAb
備考/別名	PPL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5493
GeneID	5493
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60437
タンパク質分子量	205kDa
配送	氷袋