

Ppm1Aに対するウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P35813

商品番号: CM0025879



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用のウサギポリクローナル抗PPM1A抗体です。ヒト、マウス、ラットのPPM1A（PP2Cα、42 kDa）を検出します。TGF-βおよびNF-kBシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPM1A Rabbit pAb
備考／別名	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5494
GeneID	5494
免疫原	ヒト PPM1A (NP_005029.1) のアミノ酸161-370番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35813
タンパク質分子量	42kDa
発送	氷袋