

Wb、Elisa用抗Ppm1Eウサギモノクローナル抗体 - Q8Wy54

商品番号: CM0009911

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のヒトPPM1E（POPX1/CaMKP-N）を標的とするモノクローナル抗体。ヒトとの交差反応性が検証されています。CaMキナーゼシグナル伝達、PAKの脱リン酸化、アクチン線維ストレスの分解に関する研究に有用です。予測分子量：84 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPM1EウサギmAb
備考／別名	POPX1、PP2CH、caMKN、CAMKPN、CaMKP-N、PPM1E
種	ヒト
GeneID（ヒト）	22843
GeneID	22843
免疫原	合成ペプチド（ヒトPPM1E（Q8WY54）のアミノ酸500～600内の配列に対応する合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WY54
タンパク質分子量	84kDa
配送	保冷剤