

抗Ppm1Fウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P49593

商品番号: CM0015897

前書き

ヒトPPM1F（CaMキナーゼホスファターゼ）を標的とする高特異性ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、アポトーシスや細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPM1F ウサギpAb
備考/別名	CAMKP; FEM-2; POPX2; hFEM-2; CaMKPase; PPM1F
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9647
GeneID	9647
免疫原	ヒトPPM1Fの1-190アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_055449.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49593
タンパク質重量	50kDa
配送	アイスバッグ