

WbおよびElisa用 Anti-Ppm1J ウサギポリクローナル抗体 - Q5Jr12

商品番号: CM0018296

前書き

ヒトPPM1J（PP2C-ゼータ）に対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。組換え免疫原で検証済み。マウスと交差反応性あり。UniProt Q5JR12。細胞内シグナル伝達に関与するセリン/スレオニンリン酸酵素であるタンパク質リン酸酵素1Jの研究に最適。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPM1J ウサギ pAb
備考/別名	PP2CZ, PPP2CZ, PP2Czeta, PP2C-ゼータ, PPM1J
種	ヒト
GeneID	333926
免疫原	ヒトPPM1J（NP_005158.5）のアミノ酸130-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5JR12
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ