


WbおよびElisa用抗Ppme1ポリクローナル抗体 - Q9Y570

商品番号: CM0017148



前書き

WBおよびELISAに適した、PPME1（PME-1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。PP2Aのメチル化および活性の重要な調節因子であるタンパク質ホスファターゼメチルエステラーゼ1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPME1ウサギpAb
備考／別名	PME-1; ABDH19; PPME1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51400
GeneID	51400
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPPME1（NP_057231.1）のアミノ酸1～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y570
タンパク質分子量	42kDa
輸送	アイスバッグ