

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ppp1Caポリクローナル抗体 - P62136

商品番号: CM0018989



前書き

ヒトPPP1CA（PP1α触媒サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。分子量38kDa。ホスファターゼシグナル伝達およびMAPK経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PPP1CAウサギpAb
備考／別名	PP1A、PP-1A、PPP1A、PP1α、PPP1CA
種	ヒト
遺伝子ID	5499（ヒト）
免疫原	ヒトPPP1CA（NP_002699.1）のアミノ酸1〜330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62136
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷剤