

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Ppp1Caウサギモノクローナル抗体 - P62136

商品番号: CM0006438



前書き

ヒトPPP1CA（PP1- α 触媒サブユニット）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。細胞周期、転写、シグナル伝達におけるホスファターゼ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PPP1CA ウサギ mAb
備考/別名	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5499
GeneID	5499
免疫原	ヒトPPP1CA (NP_002699.1) のアミノ酸230-330に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62136
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	保冷バッグ