

Wb用抗Ppp1Caウサギポリクローナル抗体 - P62136

商品番号: CM0016319



前書き

ヒトPPP1CA (PP1- α) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ホスファターゼシグナル伝達、細胞周期、代謝の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1CAウサギpAb
備考／別名	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5499
遺伝子ID	5499
免疫原	ヒトPPP1CA (NP_002699.1) の230～330番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62136
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ