


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ppp1R12Aポリクローナル抗体 - O14974

商品番号: CM0028272



前書き

PPP1R12A (MYPT1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミオシンホスファターゼおよび細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R12A Rabbit pAb
備考/別名	MBS, GUBS, M130, MYPT1, PPP1R12A
種	ヒト
GeneID	4659
免疫原	ヒト PPP1R12A (NP_002471.1) のアミノ酸710-970に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14974
タンパク質分子量	115kDa
配送	氷袋