

Wb、Elisa用 抗Ppp1R12B ウサギポリクローナル抗体 - O60237

商品番号: CM0019990

前書き

PPP1R12B (MYPT2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒトに反応；ミオシンホスファターゼの調節と細胞骨格組織の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R12B ウサギ pAb
備考/別名	MYPT2; PP1bp55; PPP1R12B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4660
GeneID	4660
免疫原	ヒト PPP1R12B (NP_002472.2) のアミノ酸660-930に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60237
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ