

ウサギ抗Ppp1R13Lポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Wuf5

商品番号: CM0014614



前書き

ヒトPPP1R13L（iASPP、RelA結合阻害因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。アポトーシス、NF- κ B依存性炎症応答、p53転写調節の研究などに使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R13L ウサギ pAb
備考/別名	RAI; RAI4; IASPP; NKIP1; PPP1R13L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10848
免疫原	ヒトPPP1R13L (NP_006654.2) のアミノ酸589-828に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WUF5
タンパク質分子量	89kDa
発送	保冷バッグ