

Wb・Elisa用 抗Ppp1R14A (Cpi-17) ウサギポリクローナル抗体 - Q96A00

商品番号: CM0016816

前書き

平滑筋調節に関与するPP1のリン酸化依存性阻害因子であるPPP1R14A/CPI-17を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットティングおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞シグナル伝達および収縮研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R14A Rabbit pAb
備考・別名	CPI17; CPI-17; PPP1INL; PPP1R14A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	94274
遺伝子ID	94274
免疫原	ヒトPPP1R14A (NP_150281.1) のアミノ酸1-147番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96A00
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋