

Wb、Elisa用 Ppp1R14B ウサギポリクローナル抗体 - Q96C90

商品番号: CM0016839

前書き

ヒトPPP1R14Bに対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。リン酸化感受性PP1阻害剤、分子量は約16 kDaです。ホスファターゼシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R14B ウサギpAb
備考／別名	PNG; PHI-1; PLCB3N; SOM172; PPP1R14B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26472
GeneID	26472
免疫原	ヒトPPP1R14B (NP_619634.1) のアミノ酸68～147番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96C90
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	氷袋梱包