

抗Ppp1R15Aウサギポリクローナル抗体（Gadd34） Wb、If/Icc、 Elisa用途 - O75807

商品番号: CM0022129



前書き

抗PPP1R15Aウサギポリクローナル抗体（GADD34）です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用に適しており、ヒト、マウス、ラットで検証済みです。翻訳回復とオートファジーに与関するストレス誘導性ホスファターゼ制御サブユニットを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R15A ウサギpAb
備考/別名	GADD34; PPP1R15A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23645
GeneID	23645
免疫原	ヒト PPP1R15A (NP_055145.3) のアミノ酸375-674に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75807
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷剤