

Wb、Elisa用 抗Ppp1R3B ウサギポリクローナル抗体 - Q86Xi6

商品番号: CM0018198



前書き

ヒトPPP1R3B（グリコーゲン標的サブユニットGL）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。グリコーゲン代謝およびインスリンシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R3B ウサギ pAb
備考/別名	GL; PTG; PPP1R4; PPP1R3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79660
遺伝子ID	79660
免疫原	ヒトPPP1R3B (NP_078883.2) のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q86XI6
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ