


抗Ppp1R7ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q15435

商品番号: CM0016111



前書き

本PPP1R7ウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのサンプル中の内因性プロテインホスファターゼ1調節サブユニット7を検出します。ウェスタンブロット（WB）およびELISA用に検証済みで、アミノ酸281-360領域を標的としています。IVD研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R7 ウサギpAb
備考/別名	SDS22; PPP1R7
種	ヒト
遺伝子ID	5510
免疫原	ヒトPPP1R7のアミノ酸281-360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002703.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15435
タンパク質重量	42kDa
配送	アイスパック