

Anti-Ppp1R9B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb3

商品番号: CM0023436

前書き

ヒトPPP1R9B（Neurabin-2/Spinophilin）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。シナプス伝達、樹状突起スパイン、およびアクチン細胞骨格相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP1R9B Rabbit pAb
備考/別名	Spn; SPINO; PPP1R6; PPP1R9; PPP1R9B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84687
遺伝子ID	84687
免疫原	合成ペプチド ヒトPPP1R9B (NP_115984.3) のアミノ酸250-350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96SB3
タンパク質分子量	89kDa
配送	氷袋