

抗Ppp2R1A/Ppp2R2A/Ppp2R1B ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - P30153 / P63151 / P30154

商品番号: CM0022302



前書き

PPP2R1A、PPP2R2A、PPP2R1Bを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを対象としたウエスタンブロットティングおよびELISAに適しています。シグナル伝達、有糸分裂、転写におけるPP2A複合体の機能研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B ウサギ pAb
備考/別名	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5518/5520/5519
GeneID	5518/5520/5519
免疫原	ヒトPPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1BPPP2R1A (NP_055040.2) のアミノ酸1-161番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30153/P63151/P30154
輸送方法	氷袋