

## Wb、Elisa用抗Ppp2R2B/Ppp2R2Cポリクローナル抗体 - Q00005 / Q9Y2T4

商品番号: CM0021873

### 前書き

タンパク質ホスファターゼ2Aの調節サブユニットであるPPP2R2B/PPP2R2Cを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。細胞シグナル伝達およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | PPP2R2B/PPP2R2C ウサギpAb                                                    |
| 備考／別名      | PPP2R2B/PPP2R2C                                                           |
| 種          | ヒト                                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5521/5522                                                                 |
| 遺伝子ID      | 5521/5522                                                                 |
| 免疫原        | 組換えタンパク質：ヒトPPP2R2B/PPP2R2Cのアミノ酸108～220 (NP_858060.2) に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                                       |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                 |
| 用途         | WB、ELISA                                                                  |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                |
| SWISS      | Q00005 / Q9Y2T4                                                           |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                                     |