

Wb、Elisa用 Anti-Ppp3Cc ポリクローナル抗体 - P48454

商品番号: CM0027973



前書き

PPP3CC（カルシニューリンAガンマ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。カルシウムシグナル伝達および精巢特異的ホスファターゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP3CC ウサギ pAb
備考/別名	CNA3; CALNA3; PP2Bgamma; PPP3CC
種	ヒト
遺伝子ID	5533
免疫原	ヒトPPP3CC（NP_005596.2）のアミノ酸373-512に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P48454
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ