

Anti-Ppp3R1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P63098

商品番号: CM0016841



前書き

PPP3R1（カルシニューリンサブユニットBタイプ1）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。カルシニューリンシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP3R1 ウサギpAb
別名	CNB; CNB1; CALNB1; PPP3R1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5534
GeneID	5534
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPPP3R1（NP_000936.1）のアミノ酸11～170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
産生源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63098
タンパク質分子量	19kDa
配送方法	氷袋