

Wb、Elisa用抗Ppp3R2ポリクローナル抗体 - Q96Lz3

商品番号: CM0028562

前書き

WBおよびELISA用のPPP3R2ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットに特異的に反応します。カルシウム依存性ホスファターゼ活性に関与する精巢特異的調節サブユニットであるカルシニューリンB type 2を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP3R2 Rabbit pAb
別名	PPP3RL; PPP3R2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5535
GeneID	5535
免疫原	ヒトPPP3R2 (NP_671709.1) のアミノ酸1-173番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96LZ3
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	氷袋