

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Ppp4Cウサギポリクローナル抗体 - P60510

商品番号: CM0013278

前書き

ヒトPPP4Cに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。DNA修復、アポトーシス、シグナル伝達研究に適しています。組換え体免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP4C ウサギ pAb
備考/別名	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5531
GeneID	5531
免疫原	ヒトPPP4C (NP_002711.1) のアミノ酸1-307に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60510
タンパク質分子量	35kDa
輸送	アイスパック