

Anti-Ppp4C ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - P60510

商品番号: CM0019922

前書き

ヒトPPP4C（PP4/PPX）を抗原として作製されたウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、分子量35kDaのタンパク質を検出します。DNA修復、中心体の構成、TNF- α シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP4C ウサギpAb
別名	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5531
遺伝子ID	5531
免疫原	ヒトPPP4C（NP_002711.1）のアミノ酸1-307番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P60510
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋梱包