

Anti-Ppp4R1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q8Tf05

商品番号: CM0030243

前書き

ヒトおよびマウスのサンプルでWB、IP、ELISAについて検証されたAnti-PPP4R1ウサギポリクローナル抗体。セリン/スレオニンプロテインホスファターゼ4調節サブユニット1（NF-kappa-Bシグナル伝達および細胞分裂の重要な調節因子）を標的とします。IVD原材料の調達に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP4R1 Rabbit pAb
備考/別名	MEG1; PP4R1; PP4(Rmeg); PPP4R1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9989
GeneID	9989
免疫原	ヒトPPP4R1 (NP_001035847.1) のアミノ酸324-647に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8TF05
タンパク質分子量	107kDa
配送	氷袋