

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ppp4R3B ウサギポリクローナル抗体 - Q5Miz7

商品番号: CM0024526

前書き

PPP4R3B（SMEK2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。中心体/核に局在するPP4の調節サブユニット。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP4R3B ウサギ pAb
備考/別名	PSY2; smk1; FLFL2; SMEK2; PP4R3B; PPP4R3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57223
GeneID	57223
免疫原	ヒトPPP4R3B（NP_001269779.1）のアミノ酸628-817に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5MIZ7
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ