

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ppp5Cウサギポリクローナル抗体 - P53041

商品番号: CM0017136



前書き

ヒトPPP5C（PP5/PPT）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応し、DNA損傷応答、アポトーシス、概日リズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP5CウサギpAb
備考/別名	PP5、PPT、PPP5、PPP5C
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5536
GeneID	5536
免疫原	ヒトPPP5C（NP_006238.1）のアミノ酸1～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53041
タンパク質分子量	57 kDa
輸送	保冷バッグ