

Anti-Ppp6R2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O75170

商品番号: CM0030397

前書き

タンパク質ホスファターゼ6（PPP6R2/SAPS2）の調節サブユニットを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。PP6媒介性脱リン酸化およびTNFシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PPP6R2 Rabbit pAb
備考/別名	PP6R2; SAPS2; SAP190; KIAA0685; PPP6R2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9701
遺伝子ID	9701
免疫原	ヒトPPP6R2 (NP_001229827.1) のアミノ酸640-959に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75170
タンパク質分子量	105kDa
配送	アイスバッグ