

Anti-Pqbp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60828

商品番号: CM0002263



前書き

ヒトPQBP1（30 kDa）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。プレmRNAスプライシング、転写、および自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PQBP1 Rabbit mAb
備考/別名	SHS; MRX2; MRX55; MRXS3; MRXS8; NPW38; RENS1; PQBP1
種	ヒト
GeneID	10084
免疫原	ヒトPQBP1（NP_001027553.1）のアミノ酸1-265に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O60828
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ