

WbおよびElisa用Anti-Pqbp1 Rabbit Polyclonal Antibody - O60828

商品番号: CM0027563



前書き

ヒトPQBP1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。PQBP1は、プレmRNAスプライシング、転写制御、および自然免疫に関与する本質的に変性した足場タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PQBP1 Rabbit pAb
備考/別名	SHS; MRX2; MRX55; MRXS3; MRXS8; NPW38; RENS1; PQBP1
種	ヒト
GeneID	10084 (ヒト)
免疫原	ヒトPQBP1 (NP_005701.1) のアミノ酸1-265に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60828
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋