

Anti-Praf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O60831

商品番号: CM0021037

前書き

ヒトPRAF2 (JM4, Yip6a)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラッ
トと交差反応します。アポトーシスおよび小胞輸送の
研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRAF2 Rabbit pAb
備考/別名	JM4; Yip6a; PRAF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11230
GeneID	11230
免疫原	合成ペプチド ヒトPRAF2 (NP_009144.1) のアミノ酸1-50領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60831
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋