

WbおよびElisa用 Anti-Prame ポリクローナル抗体 - P78395

商品番号: CM0012942

前書き

ヒトPRAME（メラノーマ抗原）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。癌、アポトーシス、ユビキチン化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRAME ウサギ pAb
備考/別名	MAPE; OIP4; CT130; OIP-4; PRAME
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23532
遺伝子ID	23532
免疫原	ヒトPRAME (NP_006106.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78395
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ