

WbおよびElisa用抗Prccポリクローナル抗体 - Q92733

商品番号: CM0021119

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの抗PRCCポリクローナル抗体です。ヒトPRCCタンパク質（UniProt Q92733）と反応します。細胞周期調節および乳頭状腎細胞がんの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	乳頭状腎細胞がん ウサギpAb
備考/別名	TPRC; RCCP1; 乳頭状腎細胞がん
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5546
遺伝子ID	5546
免疫原	ヒト乳頭状腎細胞がん(NP_005964.3)のアミノ酸240～491領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92733
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋