


Wb、Elisa用 抗Prdウサギモノクローナル抗体 - P12955

商品番号: CM0002315



前書き

ヒトPRD（プロリダーゼ、PEPD）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適し、マウスとの交差反応性があります。コラーゲン代謝およびプロリダーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRD ウサギ mAb
備考/別名	PROLIDASE; PRD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5184
GeneID	5184
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPRD (NP_000276.2) のアミノ酸400-493に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P12955
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ