

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Prdm1ポリクローナル抗体 - O75626

商品番号: CM0023248



前書き

PRDM1 (BLIMP-

1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスPRDM1を検出。免疫細胞分化や組織常在リンパ球生物学における転写調節の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRDM1 ウサギ pAb
備考/別名	BLIMP1; PRDI-BF1; PRDM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	639
遺伝子ID	639
免疫原	ヒトPRDM1 (NP_001189.2) のアミノ酸70-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75626
タンパク質分子量	92kDa
発送	保冷バッグ