

Wb、Elisa用 Anti-Prdm11 ポリクローナル抗体 - Q9Nqv5

商品番号: CM0029495



前書き

ヒトPRDM11 (PFM8)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性を示します。転写制御の研究に最適です。UniProt: Q9NQV5。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRDM11 Rabbit pAb
備考/別名	PFM8; PRDM11
ヒト	
遺伝子ID	56981
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NQV5
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスパック