

Wb、Elisa用抗Prdm12ポリクローナル抗体 - Q9H4Q4

商品番号: CM0019949



前書き

PRDM12ウサギpAbは、ヒトおよびマウスのPRDM12を検出するWBおよびELISA用ポリクローナル抗体です。侵害受容ニューロンの発生研究および疼痛経路の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PRDM12ウサギpAb
備考／別名	PFM9 ; HSAN8 ; PRDM12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	59335
GeneID	59335
免疫原	ヒトPRDM12 (NP_067632.2) のアミノ酸100～330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H4Q4
タンパク質分子量	40kDa
輸送	アイスバッグ