

Anti-Prdm14 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa、Chip対応） - Q9Gzv8

商品番号: CM0030260

前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISA、ChIPで検証済みのPRDM14ウサギポリクローナル抗体。多能性、胚性幹細胞のアイデンティティ、および生殖細胞の発生を研究するための必須ツールです。分子量64kDa。Q9GZV8。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRDM14 Rabbit pAb
備考/別名	PFM11; PRDM14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	63978
遺伝子ID	63978
免疫原	ヒトPRDM14 (NP_078780.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZV8
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ