


WbおよびElisa用抗Prdm2ウサギポリクローナル抗体 - Q13029

商品番号: CM0013750



前書き

ヒトPRDM2（RIZ1/KMT8）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲノム研究および癌研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRDM2 Rabbit pAb
別名	RIZ; KMT8; RIZ1; RIZ2; KMT8A; MTB-ZF; HUMHOXY1; PRDM2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7799
遺伝子ID	7799
免疫原	ヒトPRDM2 (NP_036363.2) のアミノ酸1-176領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13029
タンパク質分子量	189kDa
輸送方法	氷袋