

## Wb、Elisa用抗Prdm6ポリクローナル抗体 - Q9Nqx0

商品番号: CM0029688

### 前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ由来抗PRDM6ポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。平滑筋分化とクロマチン制御におけるPRDM6機能の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | PRDM6 ウサギ pAb                                             |
| 備考／別名       | PDA3; KMT8C; PRISM; PRDM6                                 |
| 種           | ヒト                                                        |
| GeneID (ヒト) | 93166                                                     |
| GeneID      | 93166                                                     |
| 免疫原         | ヒトPRDM6 (NP_001129711.1) のアミノ酸376～595に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途          | WB、ELISA                                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS       | Q9NQX0                                                    |
| タンパク質分子量    | 64kDa                                                     |
| 輸送方法        | 氷袋                                                        |