


Prdm9 ポリクローナル抗体（If-P、Elisa用） - Q96Eq9

商品番号: CM0024664



前書き

ウサギ由来のマウスPrdm9を標的とするポリクローナル抗体で、IF-

PおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスとラットと交差反応し、減数分裂組換えに不可欠なヒストンメチルトランスフェラーゼであるPRDM9を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Prdm9 Rabbit pAb
備考／別名	Rcr1; Dsbc1; repro7; Meisetz; PRDM9-B; G1-419-29; Prdm9
種	マウス
GeneID	213389
免疫原	マウスPrdm9（NP_659058.3）のアミノ酸87～370番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96EQ9
タンパク質分子量	97kDa
輸送方法	保冷剤